

## NÁVOD K OBSLUZE – MASÁŽNÍ OPĚRKA HLAVY – M01392



***Děkujeme, za zakoupení tohoto výrobku od naší společnosti. Před používáním výrobku si prosím pečlivě prostudujte následující návod. Pokud budete produkt někomu půjčovat nebo mu ho darujete, tak ho vždy předávejte vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.***

### **VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:**

- před používáním si pečlivě prostudujte následující návod, pečlivě ho uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí
- výrobek opatrně vyjměte z kartonu, nepoužívejte žádné ostré předměty, které by mohli výrobek poškodit
- po vyjmutí zkontrolujte, všechny části výrobku, zda jsou v pořádku a nepoškozené, v opačném případě okamžitě kontaktujte dodavatele
- pokud by nastal důvod k reklamaci, níže najdete popis dílů vč. jejich označení
- před každým použitím zkontrolujte, že všechny šrouby a knoflíky jsou pevně utaženy, plastové a kovové díly, stejně jako polstrování nesmí jevit známky poškození nebo trhlinek
- vyvarujte se přiskřípnutí prstů nebo jiných částí těla v pohyblivých částech nebo kloubech opěrky
- nenechávejte děti nebo domácí zvířata v blízkosti přístroje bez dozoru
- postavte mobilní opěrku na stabilní podklad nebo plochu, podklad by měl být bezpečný, neklouzavý, nikdy opěrku neumísťujte na skleněné desky
- omyjte čas od času opěrku teplým mýdlovým roztokem nebo mírným nealkoholickým čisticím prostředkem k odstranění masných fleků
- použijte vlhký měkký hadřík a poté opěrku usušte čistým hadříkem

## SEZNAM DÍLŮ:

díl	popis	množství
1	polstrování opěrky hlavy	1
2	polstrování opěrky hrudníku	1
3	rám	1
4	opěrka hlavy	1
5	povlak stolu	1
6	upevňovací páčka pro sklon a výšku opěrky hrudníku	1
7	upevňovací šroub pro výšku opěrky hlavy	2
8	upevňovací páčka pro sklon opěrky hlavy	1

